

HSW ECO-MATIC® 0,3 ml / 0,5 ml / 1 ml / 2 ml / 5 ml

Pistolet de vaccination automatique, avec panier porte-flacon

Automatic self-filling syringe for injections with Bottle Mount Basket

- Seringue en plastique de qualité supérieure avec cylindre en plastique durable
- Raccord métallique durable pour aiguille
- Réglage précis et continu de la dose
- Exceptionnel en termes de prix et de performances
- Conception ergonomique et compacte pour une utilisation facile
- Panier en plastique résistant disponible en 2 tailles, Garantissant :
 - Une fixation sûre du flacon de médicament
 - Protection du flacon contre les chocs et les impacts
 - Un remplacement rapide et facile des flacons de médicaments (50 ml à 250 ml)
- Premium-quality plastic syringe with durable plastic barrel
- Durable metal needle fitting
- Accurate, continuously variable dose setting
- Exceptional in price and performance
- Ergonomic, compact design for ease of use
- Durable plastic basket in two sizes, ensuring
 - Secure attachment of medication bottle
 - Bottle protected against shock or impact
 - Medication bottles can be changed quickly and easily (50 to 250 ml)



Version

Vol/ml

Ref.

Version

Item no.


Luer Lock

0,3 ml (0,1 ml - 0,3 ml)
0,5 ml (0,1 ml - 0,5 ml)
1 ml (0,1 ml - 1,0 ml)
2 ml (0,2 ml - 2,0 ml)
5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)

1147
1464
E3-701
0702
1073



HSW ECO-MATIC® Bouteille / Bottle Mount Basket
Liste Pièces de rechange / Spare part list



Nr.	Désignation	Description	Ref.
1	Cylindre 2 ml LL cpl.	Barrel 2 ml LL cpl.	I1-704
2	Joint rouge 2 ml	Piston o-ring 2 ml	I1-700
	Joint rouge 5 ml	Piston o-ring 5 ml	0478
3	Panier special (pour bouteilles jusqu'à 250 ml)	Special basket (for bottles up to 250ml)	1077