

HSW ROUX-REVOLVER®

10 ml / 30 ml

Pistolet de vaccination pour bétail

Repeater syringe for multiple dosing of live stock

- Version metal / verre
- Piston extensible
- Seringue entièrement démontable
- Réglage facile du dosage grâce à la molette de dosage
- Haute qualité pour une longue durée de vie
- Conception éprouvée depuis des décennies

- Metal/glass version
- Tensible piston
- Whole syringe can be dismantled
- Easy dosing adjustment by dosing wheel
- High quality for long service life
- A design which has been proven for decades



Version Version

Vol/ml

Ref.
Item no.

Luer Lock

30 ml

E3-705


Dosage 0,5 ml – 2,5 ml (par paliers de 0,5 ml) / Dosage 0.5 ml – 2.5 ml
(in 0.5 ml steps)

Luer Lock

10 ml


E1-404

Dosage 0,25 ml, 0,5 ml, 1 ml / Dosage 0.25 ml, 0.5 ml, 1 ml



HSW ROUX-REVOLVER® 10 ml

Pièces de rechange / Spare parts list



N°	Désignation	Description	Ref. Item no.		
1	Cylindre en verre	Glass barrel	I1-589		
2	Tige	Piston rod	0735		
3	Tige intérieure	Inner rod	1349		
4	Vis Cylindre	Screw	1219		
Bleu / Blue	Poussoir	Push button	0769		
Kit pièces de rechange / Spare parts sets					
Jaune / Yellow	Kit pièces de rechange n°1	Spare parts set n°1	0851	Joint Blanc	0770
				Joint Rouge	0849