

HSW HENKE-JECT® TBC

Pistolet pour test de tuberculine

Dosage syringe for tuberculin testing

2 ml



- Cylindre en verre pour une lecture facile de la dose
- Conception ergonomique légère en metal et plastique
- Cylindre de 2 ml avec gâchette à incréments de 0.1 ml
- Remplacement sûr et facile de l'aiguille grâce à l'embout Luer Lock
- Pièces de rechange limitées pour un entretien facile.
- Bouillable

- Fully visible glass barrel for visual verification
- Ergonomic light weight metal, plastic design
- 2 ml barrel with 0.1 ml increment trigger
- Safe and easy needle change out via Luer Lock connection
- Limited spare parts for easy service
- Boilable



Version	Vol/ml	Ref.
Luer Lock	2 ml	0768



--	--	--




Accessoires Accessories			Ref.
Aiguilles HSW-ECO® / HSW-ECO® Needle	0,7 x 4 mm	22 G x 1/8"	0890



HSW HENKE-JECT® TBC 2 ml

Liste pièces de rechange / Spare part list



Nr.	Description	Appellation	Ref.
2	Spare seal kit	Kit joints de rechange	0892
3	Glass barrel	Cylindre en verre	0891