

Guide des muselières



 **BUSTER**

BUSTER Muselière Extrême pour chien

- Facile à mettre en place
- Robuste et très résistante, tout en restant souple et flexible
- Sangle réglable pour un ajustement personnalisé
- Muselière sûre et solide, dotée de renforts stratégiquement placés à l'avant (au niveau du museau) afin d'éliminer tout risque de morsure.
- Conçue pour le bien-être du chien : permet de haleter, boire et recevoir de petites friandises

La muselière **BUSTER** est un dispositif confortable spécialement conçu pour protéger efficacement contre les morsures. Son système de sangles de sécurité garantit un maintien optimal en toutes circonstances. Elle dispose également de deux points supplémentaires de fixation sécurisée. La boucle située sous la muselière permet de l'attacher au collier habituel du chien. Elle est équipée d'une boucle métallique robuste ainsi que d'une sangle pré-perforée, assurant un réglage simple et précis pour un ajustement optimal.

La muselière pour chien **KRUUSE** est fabriquée en caoutchouc thermoplastique moulé par injection, un matériau extrêmement solide et durable.

Le rembourrage en néoprène à l'intérieur des sangles assure un port confortable et bien ajusté. Le chien peut ainsi haleter, boire et recevoir des friandises, favorisant une attitude plus calme et sereine.



Matériau robuste et extrêmement résistant, conçu pour garantir une sécurité optimale.



Permet au chien de boire, de haleter et de vomir.



Empêche les morsures, le mâchonnement et les aboiements



Conçue pour être difficile à retirer par le chien.



Choix de la taille

La meilleure façon de sélectionner la taille adaptée est de se référer aux indications basées sur le poids et la race, à condition que votre chien ne soit ni en surpoids ni en sous-poids.

Si votre chien n'est pas à son poids idéal ou s'il se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de suivre les instructions de mesure ci-dessous :

- Utilisez un mètre ruban souple et mesurez la longueur du museau de votre chien, de l'extrémité du nez jusqu'au point où le museau commence à remonter vers les yeux, comme indiqué sur le schéma.
- Ensuite, mesurez le tour de la partie la plus large du museau, en veillant à ce que la bouche du chien soit fermée.

Guide des tailles selon le poids / la race

Ref.	Taille	Poids approximatif du chien	Exemple de races	Longueur du museau	Tour de museau	Tour de cou réglable
1327	Taille 4	18 - 29 Kg	Springer Spaniel anglais - Dalmatien - Pointer anglais - Pit Bull (petit gabarit) - Australian Cattle Dog	8 cm	34 cm	29 cm - 58 cm
1328	Taille 5	27 - 40 Kg	Labrador - Golden Retriever - Dobermann - Berger allemand - Lévrier - Braque de Weimar - Husky - Pit Bull (grand gabarit) - Boxer	9.2 cm	39 cm	34 cm - 60 cm
1329	Taille 6	36 - 68 Kg	Dogue allemand - Mastiff - Terre-Neuve - Rottweiler - Schnauzer géant - Pit Bull (très grand gabarit) - Berger allemand (grand gabarit)	10.5 cm	43 cm	36 cm - 71 cm


La muselière BUSTER Extreme est lavable et peut être stérilisée.



Rembouillage en neoprene doux pour un confort optimal



La sangle supérieure se fixe directement à la sangle arrière



Permet au chien de haleter et de recevoir des friandises



Muselière pour chien en nylon BUSTER


- Fabriquée en polypropylène, un matériau solide et confortable
- Facile à mettre en place et à maintenir en toute sécurité, équipée d'un verrou pratique à pression
- Lavable en machine 30° C

Races de chiens adaptées par taille:

Taille 0	Yorkshire Terrier, Caniche nain
Taille 1	West Highland White Terrier, Jack Russell, Teckel
Taille 2	Border Collie, Beagle, Cocker Spaniel
Taille 3	Labrador Retriever, Berger allemand, Dobermann
Taille 4	Lévrier irlandais, Dogue allemand, Montagne des Pyrénées
Taille 5	Rottweiler
Taille 6	Très long pour grand Lévrier irlandais ou Dogue allemand
Taille 7	Très long pour grand Rottweiler



Taille	Ref.	Circumference	Top Line	Height	Jawline
Mesures en cm					
Taille 0	1182	13.0	3.0	6.0	6.0
Taille 1	D3-227	14.0	4.0	6.0	8.0
Taille 2	1181	17.0	5.5	7.0	9.0
Taille 3	D3-228	20.0	6.0	9.0	12.0
Taille 4	1125	25.0	8.0	11.0	15.0
Taille 5	D3-229	22.5	7.0	10.0	14.0
Taille 6	D3-555	30.0	8.0	14.0	14.0
Taille 7	D3-556	28.0	6.0	13.0	12.0



Muselière en Nylon pour chat BUSTER

- Fabriquée en polypropylène résistant et confortable
- La Pince pratique facilite la mise en place de la muselière
- Lavable en machine à 30°C.

Ref.	Description
D3-230	Muselière en nylon pour chat, taille unique



Muselière pour chien en plastique BUSTER

- Fabriquée en plastique special, solide et resistant
- Renfort au niveau du museau
- Sangle en cuir robuste

Races de chiens adaptées par taille

Taille 2 Papillon, YorkshireTerrier, Bichon Frisé

Taille 3 Teckel Standard

Taille 4 Border Terrier, Cairn Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Jack Russell Terrier

Taille 5 Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier

Taille 7 Dalmatien, Elkhound, Berger Allemand, Pointer, Springer Spaniel

Taille 8 Setter anglais, Retriever à poil plat, Foxhound, Golden Retriever

Taille 10 Lévrier irlandais, Lévrier Afghan, Bouvier

