

Table à ciseau Vet-Tables

285-1200-5SXX



Un indispensable pour toute clinique vétérinaire.

Grâce à sa capacité de charge exceptionnelle, la table à ciseau Vet-Tables protège vos patients et votre personnel des blessures pouvant être occasionnées par la manipulation d'animaux lourds.



Caractéristique standard

- Capacité de levage de 136 kg
- Largeur du plateau 22" (55.8 cm)
- Système d'attache sur rail qui permet de maintenir le patient en toute sécurité
- Les parties mobiles de la table sont montées sur roulement à billes
- Plateau en acier inoxydable de **grade 304**
- Déplacement en hauteur du plateau de 27.9 cm à 109 cm
- Nettoyeurs de glissières qui empêchent les poils de s'accumuler dans les rails
- Structure entièrement **en aluminium plein** pour une plus grande robustesse
- Le moteur silencieux s'arrête automatiquement lorsque la hauteur maximale est atteinte
- Dimensions de la base : Longueur 42" (106,68cm) / largeur 17,5" (43,18cm)

Conforme et certifié

Conforme à UL STD 61010-1
Certifié CSA STD C22.2 No. 61010-1
Intertek No. 4009746

